



MEDTECHNICA
Healthcare Solutions

מיטת Ritter 222 - מתוצרת חברת MIDMARK ארה"ב, הינה מיטת בדיקה וטיפול מושלמת לסביבת עבודה מגוונת. למיטה מנוע חשמלי לכיוון הגובה החל מ-45.7 ס"מ בלבד, ועד לגובה עבודה של 94 ס"מ. תכונה זו מאפשרת לנשים בהריון, מטופלים עם מוגבלות תנועתית וקשישים, לעלות בנוחות למיטה ללא מאמץ או סיכון.

למיטה ניתן להוסיף אביזרים רבים ותצורות שונות בהתאם לשימוש במגוון מרפאות והתמחויות שונות.



תכונות עיקריות:

גובה מינימלי – 45.7 ס"מ

גובה מקסימלי – 94 ס"מ

אורך מירבי – 194.7 ס"מ

מתקן נייר מובנה מוסתר

משקל העמסה מירבי – 194.7 ק"ג

